

Datenblatt

1 Allgemeine Beschreibung

- 1.1 Material : Naturkautschuklatex
- 1.2 Farbe : blau
- 1.3 Design und Eigenschaften : beidhändig, puderfrei, mit Rollrand, geraute Oberfläche
- 1.4 Oberflächenbehandlung : chloriniert

2 Artikel-Nummern

Größe	REF	PZN	EAN
klein	01 286	18601622	4012677012862
mittel	01 287	18601668	4012677012879
groß	01 288	18601674	4012677012886
extra groß	01 289	18601680	4012677012893
extra extra groß	01 290	19429160	4012677012909

3 Verpackung

50 Stück im Dispenser
10 Dispenser im Versandkarton

4 Abmessungen

Bezeichnung	Größe	Spezifikation
Länge (mm) min.	S-XXL	≥ 290
Handflächenbreite (mm) min.	S	85 ± 5
	M	95 ± 5
	L	105 ± 5
	XL	≥ 110
	XXL	≥ 115
Stulpenstärke (mm) min.	S-XXL	0,18 ± 0,02
Handflächenstärke (mm) min.	S-XXL	0,30 ± 0,02
Fingerstärke (mm) min.	S-XXL	0,36 ± 0,02

5 Angewandte Normen

PSA Kat III nach VO (EU)2016/425, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016/Typ B + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, MD Klasse I nach MDR (EU) 2017/745



Allgemeine Anforderungen an medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (entsprechend EN 455) Medizinprodukt Kl. I

6 Kennzeichnung

CE, CE 2777, EN 455, AQL 1,5, 

EN ISO 374-1:2016/TypeB



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Mit Lebensmitteln verwendbar

EN 455



EN ISO 21420:2020

Bedienungsanleitung, Gebrauchsanleitung

Kat III

Sänger Chemoflex - 29 cm

Einmal-Untersuchungshandschuhe, unsteril

7 Chemikalien

Schutz gegen chemische Gefahren: Permeation

Chemikalie	Kennbuchstabe	Klasse	Schutzindex
Natriumhydroxid 40%	K	Anorganische Base	6
Schwefelsäure 96%	L	Anorganische Säure	1
Wasserstoffperoxid 30%	P	Peroxid	5
Formaldehyd 37%	T	Aldehyd	6

8 Eigenschaften

Eigenschaften	vor künstl. Alterung	nach künstl. Alterung
Bruchdehnung (%)	700	500
Zugfestigkeit (Mpa)	16	14
Reißfestigkeit (N)	18,48	16,18

9 Proteingehalt

≤ 50 µg/g

10 Pudergehalt

≤ 2 mg / Handschuh

11 Inhaltsstoffe

- Latex

12 Lagerbedingungen



Trocken aufbewahren



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Sänger schließt einen Haftungsanspruch bei falschem Einsatz dieses Einmalproduktes aus. Nichtbeachtung dieser Informationsschrift speziell hinsichtlich Einsatz, Verträglichkeit und Beständigkeit dieses Einmalproduktes kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Materialveränderungen und/oder Infektionsrisiken können bei mehrfacher Verwendung und/oder Behandlung dieses Einmalproduktes mit Desinfektionsmitteln nicht ausgeschlossen werden. Diese Informationsschrift entspricht dem letzten Änderungsstand. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. Im Zweifelsfall bitte aktuelle Informationen erfragen: info@sanger.de

Ausgabe Stand 07/2024/Rev. 05

Sänger GmbH
Industriegebiet Herdwiesen • Zeller Weg 30 • 74575 Schrozberg
Tel.: 0 79 35 / 72 24 0 • Fax: 0 79 35 / 72 24 199
E-Mail: info@sanger.de • <http://www.sanger.de>